

SAFE® pure

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2021

Définition

COPEAUX DE CELLULOSE

Fabriquée à partir de matières premières sélectionnées de haute qualité.

Objectif du produit

Litière absorbante dépoussiérée

Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à température constante, à l'abri du soleil.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à compter de la date de fabrication.

Propriétés chimiques et physiques

SAFE® pure

Couleur	blanc
Structure	copeaux
Cendres (850 °C, 4 h)	max 2,5 %
Densité apparente	~ 130 g/l
Valeur pH (10 % suspension)	5,5 - 7,5
Produit 100 % naturel	

Présentation du produit

Emballage standard: 7 kg/sac polypropylène autoclavable.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fournit une traçabilité totale.

Certificat d'analyses des contaminants fourni sur demande.



SAFE® pure

Photo non contractuelle

Certificats



Photo non contractuelle

Fabriquée en Allemagne