

SAFE® tube large

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Mars 2021

Définition

TUBE EN CARTON

Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
		x



Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

AUTOCLAVABLE

Propriétés du produit

SAFE® tube large

Couleur	marron clair
Structure	tube
Dimensions	Ø 90 mm; ca. 150 mm (L)

SAFE® tube large

Photo non contractuelle

Certificats



Présentation du produit

Emballage standard: 66 unités par carton.

Disponible sur palette complète.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.